



 **SINMED**



TLENOTERAPIA
KATALOG 2021

MASKA TLENOWA z drenem

- przeznaczona do średniej koncentracji tlenu
- wykonana z medycznego PCV
- regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta
- otwory wentylacyjne po bokach
- dostępne w wersji bez DEHP
- jednorazowego użytku
- pakowane pojedynczo
- sterylne



REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-OM-T01G	S	100 szt.	standard
CY-OM-T02G	M	100 szt.	standard
CY-OM-T03G	L	100 szt.	standard
CY-OM-T04G	XL	100 szt.	standard

REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-OM-T01G-BF	S	100 szt.	bez DEHP
CY-OM-T02G-BF	M	100 szt.	bez DEHP
CY-OM-T03G-BF	L	100 szt.	bez DEHP
CY-OM-T04G-BF	XL	100 szt.	bez DEHP

MASKA TLENOWA z nebulizatorem

- wykonana z medycznego PCV
- regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta
- otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami
- nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm)
- dostępne w wersji bez DEHP
- jednorazowego użytku
- pakowane pojedynczo
- sterylne



REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-NM-T01G	S	100 szt.	standard
CY-NM-T02G	M	100 szt.	standard
CY-NM-T03G	L	100 szt.	standard
CY-NM-T04G	XL	100 szt.	standard

REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-NM-T01G-BF	S	100 szt.	bez DEHP
CY-NM-T02G-BF	M	100 szt.	bez DEHP
CY-NM-T03G-BF	L	100 szt.	bez DEHP
CY-NM-T04G-BF	XL	100 szt.	bez DEHP

MASKA TLENOWA z workiem

- przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu
- wykonana z medycznego PCV
- regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta
- otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami
- wyposażona w rezerwuar tlenu o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową
- dostępne w wersji bez DEHP
- jednorazowego użytku
- pakowane pojedynczo
- sterylne



REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-OM-B01G	S	100 szt.	standard
CY-OM-B02G	M	100 szt.	standard
CY-OM-B03G	L	100 szt.	standard
CY-OM-B04G	XL	100 szt.	standard

REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-OM-B01G-BF	S	100 szt.	bez DEHP
CY-OM-B02G-BF	M	100 szt.	bez DEHP
CY-OM-B03G-BF	L	100 szt.	bez DEHP
CY-OM-B04G-BF	XL	100 szt.	bez DEHP

Nebulizator z ustnikiem i drenem

- wykonany z medycznego PCV
- wyposażony w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta
- nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm)
- wyposażony w anatomiczny ustnik
- dostępne w wersji bez DEHP
- jednorazowego użytku
- pakowane pojedynczo
- sterylne



REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-NK-S01G	uniwersalny	100 szt.	standard
CY-NK-S01G-BF	uniwersalny	100 szt.	bez DEHP

Nebulizator z łącznikiem karbowanym i ustnikiem

- wykonany z medycznego PCV
- wyposażony w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem
- dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta
- nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm)
- wyposażony w anatomiczny ustnik oraz karbowaną rurkę
- możliwość podłączenia do obwodu oddechowego
- dostępne w wersji bez DEHP
- jednorazowego użytku
- pakowane pojedynczo
- sterylne



REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-NK-S02G	uniwersalny	100 szt.	standard
CY-NK-S02G-BF	uniwersalny	100 szt.	bez DEHP

CEWNIK do podawania tlenu przez nos

- wykonany z medycznego PCV
- długość 200cm, zakończony uniwersalnym łącznikiem
- dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- miękkie końcówki donosowe o gładkich zakończeniach
- mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwającego pierścienia
- dostępne w wersji bez DEHP
- jednorazowego użytku
- pakowane pojedynczo
- sterylne



REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-NC-Z02G	S	100 szt.	standard
CY-NC-Z04G	M	100 szt.	standard
CY-NC-Z06G	L	100 szt.	standard

REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-NC-Z02G-BF	S	100 szt.	bez DEHP
CY-NC-Z04G-BF	M	100 szt.	bez DEHP
CY-NC-Z06G-BF	L	100 szt.	bez DEHP

DREN TLENOWY

- wykonany z medycznego PCV
- długość 210cm, zakończony uniwersalnym łącznikiem
- dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia
- dostępne w wersji bez DEHP
- jednorazowego użytku
- pakowane pojedynczo
- sterylne



REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WERSJA
CY-OT-210G	uniwersalny	100 szt.	standard
CY-OT-210G-BF	uniwersalny	100 szt.	bez DEHP

SINMED



ul. Graniczna 32B
44-178 Przyszowice



tel.: +48 (32) 729 82 36
fax: +48 (32) 739 00 45
tel. kom.: 512 997 426



dok@sinmed.pl



www.sinmed.pl