





 **SINMED**



**STABILIZATORY**  
KATALOG 2021



## STABILIZATOR DO RURKI INTUBACYJNEJ

**IGO-FIX** to jednorazowa, przyjazna dla skóry opaska do mocowania rurki intubacyjnej. Zapewnia bezpieczną jej stabilizację zapobiegając przypadkowej ekstubacji. Wykonana z miękkiej pianki pokrytej przyjaznym dla skóry, antyodleżynowym materiałem. Połączenie bezpieczeństwa i szybkości zastosowania produktu tworzy optymalną ochronę dróg oddechowych zaintubowanego pacjenta. Z powodzeniem może być stosowana u pacjentów zaintubowanych zarówno długoterminowo jak i w nagłych przypadkach. Opaski te nie wymagają użycia przyklepców.

### IGO-FIX Jednoczęściowe mocowanie rurki intubacyjnej

#### Właściwości produktu:

- Jednoczęściowa
- Szybkie i komfortowe założenie
- Możliwość indywidualnego cięcia - dopasowanie długości do pacjenta
- Możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki
- Wygodne mocowanie na rzep
- Otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki
- Dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski
- Neutralne dla bakterii
- Jednorazowego użytku
- Pakowane pojedynczo




REF	ROZMIAR
010111	72 cm
010112	85 cm



## IGO-FIX Dwuczęściowe mocowanie rurki intubacyjnej

### Właściwości produktu:

- Dwuczęściowa
- Składa się z dwóch elementów: podkładki na kark i części stabilizującej rurkę
- Szybkie i wygodne zakładanie
- Możliwość indywidualnego cięcia - dopasowanie długości do pacjenta
- Możliwość zmiany położenia rurki
- Wygodne zapięcie na rzep
- Otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki
- Dodatkowy pasek z rzepem mocowany do rurki umożliwiającą stabilizację opaski
- Rozmiar uniwersalny
- Jednorazowego użytku
- Pakowany pojedynczo



REF	OPIS PRODUKTU	REF	OPIS PRODUKTU	REF	OPIS PRODUKTU
01021	1 opaska na kark 1 pasek do mocowania rurki	01031	1 opaska na kark 2 paski do mocowania rurki	01041	1 opaska na kark 3 paski do mocowania rurki

**ETT HOLDER** to niezawodne mocowanie rurki intubacyjnej znajdujące zastosowanie głównie w ratownictwie medycznych. Znacząco ułatwia i usprawnia mocowanie rurki po jej wprowadzeniu do tchawicy.

## ETT HOLDER Mocowanie rurki intubacyjnej

### Właściwości produktu:

- Szybkie i stabilne umocowanie rurki intubacyjnej
- Uniwersalne rzepy umożliwiające skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy
- Specjalna śruba dociskająca umożliwiającą zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej
- Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki
- Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu
- Specjalna pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta
- Jednorazowego użytku



REF	ROZMIAR
ETH-01	UNIWERSALNY



## OPASKA DO MOCOWANIA RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ

**EVO-FIX** to jednorazowa, przyjazna dla skóry opaska do mocowania rurki tracheostomijnej. Zapewnia bezpieczną stabilizację zapobiegając jej wysunięciu. Wykonana z miękkiej pianki pokrytej przyjaznym dla skóry, antyodleżynowym materiałem. Regulowane długości ramion umożliwiają dopasowanie do każdego obwodu szyi pacjenta. Mocowanie za pomocą rzepów ułatwia ustabilizowanie rurki. Połączenie bezpieczeństwa i szybkości zastosowania produktu tworzy optymalną ochronę dla pacjentów z rurką tracheostomijną.

### **EVO-FIX** Dwuczęściowe mocowanie rurki tracheostomijnej

#### **Właściwości produktu:**

- Dwuczęściowa
- Wykonana z miękkiego i delikatnego materiału
- Możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki
- Wygodne mocowanie na rzep
- Regulowana długość opaski
- Boczne zapięcie obydwu części rzepem
- Jednorazowego użytku
- Rozmiar dla dorosłych
- Pakowane pojedynczo



REF	ROZMIAR
02009	DOROSŁY

## EVO-FIX Jednoczęściowe mocowanie rurki tracheostomijnej

### Właściwości produktu:

- Jednoczęściowa
- Szybkie i komfortowe założenie
- Możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki
- Wygodne mocowanie na rzep
- Regulowana długość opaski
- Neutralne dla bakterii
- Jednorazowego użytku
- Pakowane pojedynczo
- Dostępna wersja z dodatkowym otworem na karku

REF	ROZMIAR	OTWÓR
02001	DOROSŁY	NIE
02002	DZIECI	NIE
02003	NIEMOWLĘ	NIE

REF	ROZMIAR	OTWÓR
020011	DOROSŁY	TAK
020021	DZIECI	TAK
020031	NIEMOWLĘ	NIE



**PODKŁADKA DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH** pozwala na absorpcję wydzieliny z rurki tracheostomijnej oraz zabezpieczenie pomiędzy szyją, a kołnierzem rurki.

## PODKŁADKA Do rurek tracheostomijnych

### Właściwości produktu:

- Wykonana z pianki poliuretanowej
- Nieprzylepna
- Półprzepuszczalna zewnętrzna warstwa ochronna
- Zygzakowate nacięcie do prostej wymiany kompresji
- Otwór w celu optymalnego dopasowania do szerokiego zakresu średnic kaniuli
- Możliwość dopasowania do kształtu szyi
- Jednorazowego użytku
- Sterylna

REF	ROZMIAR
77700814	9cm x 10cm x 0,5cm
77700816	6,5cm x 6,5cm x 0,5cm







**TORA-FIX** to jednoczęściowe mocowanie przetworników do pomiaru IBP. Szeroki mankiet umożliwia zamocowanie przetworników na ramieniu pacjenta. Mocowanie za pomocą rzepów umożliwia wielokrotną zmianę pozycji i ułożenia opaski. Umożliwia dokonywania pomiaru w każdej sytuacji, nawet w czasie transportu pacjenta.

## TORA-FIX Jednoczęściowe mocowanie przetworników do pomiaru IBP

### Właściwości produktu:

- Jednoczęściowe
- Szybkie i komfortowe założenie
- Miękki i delikatny materiał
- Możliwość regulacji długości
- Możliwość zabezpieczenia przewodów przetworników
- Wygodne mocowanie na rzep
- Jednorazowego użytku
- Pakowane pojedynczo



REF	ROZMIAR
06001W	10 cm x 30cm
06000W	12 cm x 45 cm

## NANO-FIX Jednoczęściowe mocowanie czujników do pulsoksymetru

### Właściwości produktu:

- Jednoczęściowe
- Szybkie i komfortowe założenie
- Miękki i delikatny materiał
- Możliwość regulacji długości
- Możliwość założenia na stopie lub palcu
- Wygodne mocowanie na rzep
- Jednorazowego użytku
- Pakowane pojedynczo

**NANO-FIX** to jednoczęściowe mocowanie czujników pulsoksymetru. Możliwość założenia m.in. na stopie oraz palcu. Mocowanie za pomocą rzepów umożliwia wielokrotną zmianę pozycji i ułożenia opaski.



REF	ROZMIAR
08001	4 cm x 17 cm
08002	3 cm x 12 cm
08003	1,8 cm x 10 cm




**IV-SPLINT** to jednoczęściowa szyna unieruchamiająca ułatwiająca wkłucie i infuzję do tętnic i naczyń obwodowych. Dostępne rozmiary dla różnych grup wiekowych i zastosowań umożliwiają pracę w każdej sytuacji. Możliwość swobodnego dopasowania kształtu do miejsca aplikacji. Miękki i delikatny materiał zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

## **IV-SPLINT** Szyna unieruchamiająca

### **Właściwości produktu:**

- Jednoczęściowa
- Szybkie i wygodne zakładanie
- Miękki i delikatny materiał
- Wewnątrz znajduje się aluminiowa płytka umożliwiająca uzyskanie pożądanego kształtu
- Paski umożliwiające dopasowanie do każdego obwodu ramienia
- Wygodne zapięcie na rzep
- Jednorazowego użytku
- Pakowany pojedynczo



REF	ROZMIAR
04001	3 cm x 9 cm
04002	4 cm x 13 cm
04003	5 cm x 16 cm


REF	ROZMIAR
04004	9 cm x 22 cm
04005	9 cm x 33 cm

**LIMB-HOLDER** to jednoczęściowa opaska do unieruchomienia kończyn. Zapobiega manipulowaniu przez pacjenta wkłuciami oraz podłączonymi przewodami. Dostępne rozmiary dla różnych grup wiekowych i zastosowań umożliwiają pracę w każdej sytuacji. Zintegrowany uchwyt oraz długa tasiemka umożliwia zamocowanie m.in. do ramy łóżka. Miękki i delikatny materiał zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

## LIMB-HOLDER Opaska do unieruchomienia kończyn

### Właściwości produktu:

- Jednoczęściowa
- Szybkie i komfortowe założenie
- Miękki i delikatny materiał
- Możliwość regulacji długości
- Wygodne mocowanie na rzep
- Jednorazowego użytku
- Do założenia na kostce lub nadgarstku pacjenta
- Dodatkowy pasek o długości 150 cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania
- Zestaw zawiera 2 opaski



REF	ROZMIAR	REF	ROZMIAR
03011	3 cm x 12 cm	03013	7 cm x 22 cm
03012	4 cm x 17 cm	03014	7 cm x 25 cm
		03015	7 cm x 30 cm

**PRO-GLOV** to produkt zaprojektowany w celu unieruchomienia dłoni pacjenta, zapobiegając tym samym przed samookaleczeniami czy powstaniem urazów u pacjentów zdezorientowanych i nadpobudliwych. Pozwalają przywiązać ręce pacjenta do łóżka i zapobiegają samookaleczeniom oraz manipulacjom przy podłączonych przewodach. Zapewnia całkowitą ochronę dłoni i nadgarstków. Odpowiedni dla osób, które mają skłonność do samookaleczeń. Kształt uniwersalny zarówno na prawą jak i lewą dłoń.

## PRO-GLOV Rękawica ochronna

### Właściwości produktu:

- Szybkie i wygodne zakładanie
- Miękki i delikatny materiał
- Oddychający materiał
- Dodatkowy pasek ze zintegrowanym uchwytem do mocowania do ramy łóżka
- Jednorazowego użytku
- Pakowany pojedynczo



REF	ROZMIAR
2300	UNIWERSALNY





## VER-FIX OKULARKI DO FOTOTERAPII

**VER-FIX** okularki do fototerapii VER-FIX skutecznie chronią oczy dziecka podczas fototerapii lub w dowolnym momencie, gdy wymagana jest ochrona przed światłem. Zapewniają one maksymalną ochronę oczu pacjenta przed potencjalnie szkodliwymi promieniami. Delikatny materiał zapewnia pacjentowi komfort.

### VER-FIX Jednoczęściowe okularki do fototerapii

#### Właściwości produktu:

- Jednoczęściowe
- Szybkie i wygodne założenie
- Możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji
- Wygodne zapięcie na rzepy
- Możliwość dostosowania rozmiaru
- Jednorazowego użytku
- Pakowane indywidualnie

REF	ROZMIAR
07001	S
07002	M
07003	L



### VER-FIX Dwuczęściowe okularki do fototerapii

#### Właściwości produktu:

- Dwuczęściowe
- Szybkie i wygodne założenie
- Możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji
- Wygodne zapięcie na rzepy
- Możliwość dostosowania rozmiaru
- Jednorazowego użytku
- Pakowane indywidualnie

REF	ROZMIAR
07011	S
07012	M
07013	L



# SINMED



ul. Graniczna 32B  
44-178 Przyszowice



tel.: +48 (32) 729 82 36  
fax: +48 (32) 739 00 45  
tel. kom.: 512 997 426



[dok@sinmed.pl](mailto:dok@sinmed.pl)



[www.sinmed.pl](http://www.sinmed.pl)